




Partner
in
Krankenhaus
und
Praxis




SCOPEMON®
Aufbereitungsdokumentation Made in Austria

ScopeMon® CDS Observer

Geräte- und Aufbereitungsdaten

Der ScopeMon® CDS Observer ist ein einfach zu bedienendes Dokumentationssystem für Ihre Endoskopie-Aufbereitung, stellt die

Verbindung zwischen Aufbereitungsdaten, Gerät und Patient her und vereinfacht die Validierung Ihrer Aufbereitungsprozesse.



Die wichtigsten ScopeMon® CDS Observer Funktionen:

- elektronische Speicherung der Aufbereitungsprotokolle der Waschautomaten – kein lästiges Einkleben der Aufbereitungsprotokollstreifen mehr
- übersichtliche „Ampelsystem“ Darstellung für den Status der Geräte und Waschautomaten
- Reportfunktion, z.B. Geräte History, Aufbereitungsprotokolle, Reparaturstatistik etc.
- Gerätebuchfunktion
- Geräteverwaltung, z.B. Reparaturverwaltung für Reparaturdauer und Defekt
- wahlweiser Ausdruck von Aufbereitungsprotokollen (z.B. zum Versand eines Endoskops)
- elektronische Vidierung der aufbereiteten Geräte

The screenshot shows a multi-paneled software interface. The top-left pane displays a table with columns for 'Gerätebuch (geöffnet)', 'Gerätebuch', 'Gerätebuch', and 'Gerätebuch'. The top-right pane shows a 'Statusprotokolle' section with a table of device status records. The bottom pane contains a large table with columns for 'Beschreibung', 'Gerätebuch', 'Seriennummer', 'Datum-Uhrzeit', 'Beschreibung', and 'Protokoll'. The interface includes various buttons like 'Drucken', 'Schließen', and 'Gerätebuch beibehalten'.

This screenshot shows a detailed view of a device's status and history. It features a table with columns for 'Beschreibung', 'Gerätebuch', 'Seriennummer', 'Datum-Uhrzeit', 'Beschreibung', and 'Protokoll'. The table contains multiple rows of data, including device IDs, serial numbers, and timestamps. The interface also includes a 'Schließen' button at the bottom right.

In Verbindung mit DokMon® Endo:

- sperren kontaminierter oder defekter Geräte
- Verknüpfung der Geräteeinsätze mit den Patienten und Untersuchungen
- andrucken des verwendeten Endoskops am Patientenbefund.



PKP Handelsges.m.b.H

Schopenhauerstraße 51
1180 Wien

T +43 (0) 1 405 78 46

F +43 (0) 1 405 78 46 - 40

E office@p-k-p.at

W www.p-k-p.at