



Partner
in
Krankenhaus
und
Praxis




ScopeMon® CDS Observer

Geräte- und Aufbereitungsdaten

Der ScopeMon® CDS Observer ist ein einfach zu bedienendes Dokumentationssystem für Ihre Endoskopie-Aufbereitung, stellt die

Verbindung zwischen Aufbereitungsdaten, Gerät und Patient her und vereinfacht die Validierung Ihrer Aufbereitungsprozesse.



Die wichtigsten ScopeMon® CDS Observer Funktionen:

- elektronische Speicherung der Aufbereitungsprotokolle der Waschautomaten – kein lästiges Einkleben der Aufbereitungsprotokollstreifen mehr
- übersichtliche „Ampelsystem“ Darstellung für den Status der Geräte und Waschautomaten
- Reportfunktion, z.B. Geräte History, Aufbereitungsprotokolle, Reparaturstatistik etc.
- Gerätebuchfunktion
- Geräteverwaltung, z.B. Reparaturverwaltung für Reparaturdauer und Defekt
- wahlweiser Ausdruck von Aufbereitungsprotokollen (z.B. zum Versand eines Endoskops)
- elektronische Vidierung der aufbereiteten Geräte

The screenshot shows a window titled 'Aktion für Aufbereitungsprotokolle: WD430 rechts (83001001004)'. It displays a table with columns for 'Gerätebuch', 'Gerätebuch', 'Seriennummer', and 'Letzte Aufberei...'. Below this, there is a detailed view of a specific device's status, including 'Aufberei...' and 'Wash...' sections with various parameters and values.

The screenshot shows a window titled 'Aktion für Gerätebuch (geöffnet): Ausgewählte Zeilen drucken'. It displays a table with columns for 'Beschreibung', 'Gerätebuch', 'Seriennummer', 'Ereignis', 'Datum-Uhrzeit', 'Beschreibung', and 'I-Prozess'. The table contains multiple rows of data representing device history entries.

In Verbindung mit DokMon® Endo:

- sperren kontaminierter oder defekter Geräte
- Verknüpfung der Geräteeinsätze mit den Patienten und Untersuchungen
- andrucken des verwendeten Endoskops am Patientenbefund.



PKP Handelsges.m.b.H

Schopenhauerstraße 51
1180 Wien

T +43 (0) 1 405 78 46

F +43 (0) 1 405 78 46 - 40

E office@p-k-p.at

W www.p-k-p.at